



El Sistema de Impresión Heraeus

La familia alemana propietaria de la empresa Heraeus Kulzer ha ofrecido una completa gama de impresiones de precisión con sus grandes marcas Optosil/Xantopren, Provil, Flexitime y P2 Polyether, totalmente desarrolladas y producidas en Alemania, que garantiza la máxima calidad y los más altos estándares.

Durante el desarrollo del proceso de impresión, es esencial crear un sistema de suministro lo más sencillo posible que se adapte a las necesidades del odontólogo.

Gracias a ello, el mezclado automático del material de impresión supone un avance sustancial. No sólo ahorra tiempo al asistente, sino que también aumenta de forma significativa la calidad de la mezcla de materiales de impresión y garantiza un elevado nivel de consistencia.

El dispositivo Dynamix ofrece todas las ventajas del mezclado automático, con funciones adicionales que simplifican el manejo y aumentan la seguridad. El mezclado y extrusión del material se controlan electrónicamente en cada aplicación, de acuerdo con las demandas particulares del dentista, y permiten un llenado simple, rápido y seguro de la cubeta de impresión.

Perfectamente adaptado a la silicona Flexitime, Dynamix ofrece ahora un sistema de impresión sin complicaciones que sirve como base para realizar impresiones precisas y prótesis exactas.

Contacto en Alemania
Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11
63450 Hanau
Phone 0800-HERADENT
0800-437 23368
Fax +49 (0) 6181 353 461
info.dent@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.de

Contacto en España
Heraeus S.A.

Calle Forjadores, 16
28660 Boadilla
Madrid
Teléfono +91 358 03 75
Fax +91 358 03 68
dental@heraeus.es
www.heraeus.es

Heraeus

Dynamix®



Perfecta calidad de mezcla con sólo pulsar un botón

Dynamix®

Calidad de mezcla homogénea y constante

En el pasado, los componentes catalizadores y de base de los materiales de impresión resultaban difíciles de mezclar manualmente. Además de esto, el tiempo necesario para realizar la mezcla, la mayor cantidad de desechos y la

calidad de la combinación poco coherente, hacían que la mezcla manual resultara poco eficaz. La mezcla automática brinda la solución a este problema.

Características y beneficios de la mezcla automática

	Características	Beneficios
Calidad y seguridad del proceso	• Mezcla homogénea y sin defectos de impresión	• Garantía de precisión y exactitud en el ajuste
	• Dosificación exacta del material de impresión	• Consistencia y fiabilidad
Ahorro	• Calidad de mezcla consistente - independiente del operador	• Ahorro de material
	• Mezclado rápido y dosificación precisa del material	• Ahorro de tiempo y facilidad de uso

Calidad de Mezcla Homogénea

La calidad de mezcla homogénea y constante del dispositivo Dynamix en comparación con el mezclado manual muestra claramente la importante mejora que supone Dynamix en cuanto a la calidad de la mezcla en los tratamientos protésicos de precisión.



Flexitime Easy Putty
(Mezcla manual)



Flexitime Heavy Tray
(Mezcla en cartucho)



Flexitime Magnum 360 Heavy Tray
(Mezcla automático)

Dynamix®

Potente y seguro - en todo momento

Características y beneficios del Dynamix

Además de las ventajas del mezclado automático, la máquina Dynamix ofrece un control electrónico y funciones fáciles de usar que hacen que ofrezca ventajas adicionales

basadas especialmente en el sencillo manejo y la mayor seguridad.

	Características	Beneficios
Propiedades de manejo avanzadas	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidades seleccionables para llenado de jeringas y cubetas 	<ul style="list-style-type: none"> • Rápido llenado de cubetas y práctico llenado de jeringas
	<ul style="list-style-type: none"> • Propulsión automática de los pistones 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin necesidad de enérgicos giros manuales • Ahorro de espacio al colocar la máquina cerca del operador • Rápida puesta en marcha y salida del material
	<ul style="list-style-type: none"> • Accionamiento inverso automático para cambio de cartucho 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin giros manuales
	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación clara y concisa de los elementos funcionales y los indicadores luminosos 	<ul style="list-style-type: none"> • Intuitiva y fácil de usar
Seguridad del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Sin propulsión de pistones si se abre la cubiertaIndicador del nivel de llenado 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin riesgo de lesiones o de salpicadura del material
	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador del nivel de llenado 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador para el cambio de cartucho
	<ul style="list-style-type: none"> • Cubierta transparente 	<ul style="list-style-type: none"> • Clara visión del material insertado



Rápido llenado de una cubeta en tan sólo 32 segundos y...



... práctico llenado de jeringas con selección de diferentes velocidades



Identificación clara y concisa de los elementos funcionales e indicadores luminosos



Cubierta transparente para un control óptimo y una mayor seguridad

Dynamix®

Gama de productos

Producto	Referencia	Producto	Referencia
Kits Dynamix		Dispositivo Dynamix	
<ul style="list-style-type: none">• Kit Dynamix Flexitime Heavy Tray + Correct Flow Magnum 360 _____ 66033454		<ul style="list-style-type: none">• Dynamix EU estándar _____ 66032123	
1 máquina Dynamix 230 V		1 máquina Dynamix 230 V	
1 Intro Kit		1 clavija Schuko	
1 x Flexitime Heavy Tray Magnum 360 con 360 ml			
1 x Kit de accesorios Magnum 360			
1 x 50 ml de Correct Flow			
6 x puntas mezcladoras amarillas			
6 x puntas intraorales amarillas			
1 x punta de inicio			
10 x puntas mezcladoras Magnum 360 Dynamix			
1 x Adhesivo Universal (10 ml)			
3 Recambios			
6 x Flexitime Heavy Tray Magnum 360 con 360 ml			
6 x puntas de inicio			
60 x puntas mezcladoras Magnum 360 Dynamix			
<ul style="list-style-type: none">• Kit Dynamix Flexitime Mono Phase Magnum 360 _____ 66033455			
1 máquina Dynamix 230 V			
1 Intro Kit			
1 x Flexitime Monophase Magnum 360 con 360 ml			
1 x Kit de accesorios Magnum 360			
1 x punta de inicio			
10 x puntas mezcladoras Magnum 360 Dynamix			
1 x Adhesivo Universal (10 ml)			
3 Recambios			
6 x Flexitime Monophase Magnum 360 con 360 ml			
6 x puntas de inicio			
60 x puntas mezcladoras Magnum 360 Dynamix			