


MOLDAVEST® exact

Material de revestimiento de precisión para coronas y puentes de metales no preciosos

Como fabricante principal de materiales protésicos, Heraeus Kulzer busca continuamente soluciones innovadoras de sistema para laboratorios. Se ha ampliado el rango de indicaciones, incluyéndose un revestimiento para aleaciones de cerámicas de unión térmica con metales no preciosos. El resultado: Moldavest exact constituye el primer revestimiento desarrollado exclusivamente para metales no preciosos.

Moldavest exact se ha adaptado especialmente a las aleaciones de la línea Heraenium y ofrece unos resultados de fusión de máxima precisión. Gracias a este material, se han eliminado prácticamente los molestos trabajos de corrección. La experiencia vale la pena.

- Para uso con todas las aleaciones no preciosas para coronas y puentes
- Extraordinarias propiedades de fluidez
- Ajuste excelente incluso en situaciones difíciles
- Superficies suaves (menor trabajo de corrección, fisuras minimizadas)
- Pre calentamiento rápido y pre calentamiento programado convencional



Hera Detrás de cada sonrisa existe una sólida estructura.

MOLDAVEST® exact

Material de revestimiento de precisión para coronas y puentes de metales no preciosos

Propiedades:

- Fijación por fosfato, sin grafito
- Pre calentamiento programado convencional y programado rápido (aleaciones cerámicas)
* véanse las instrucciones de uso

Datos técnicos físicos:

de conformidad con la normativa DIN EN ISO 15912 tipo 1, clase 2

Tiempo de fraguado inicial [min]	aprox. 9,5
Resistencia a la compresión [MPa]	aprox. 4,0
Fluidez [mm]	130-140
Concentración de líquido [%]	75

Fuente: Heraeus Kulzer GmbH, I+D



Presentación: MOLDAVEST® exact

Bolsas de 35 x 160 g (5,6 kg)

sin líquido*

Nº de referencia: 6600 9785

Bolsas de 75 x 60 g (4,5 kg)

sin líquido*

Nº de referencia: 6601 3500

Líquido de revestimiento BS 1

Botella de 900 ml

Nº de referencia: 6601 9993

Recipiente de 3 litros

Nº de referencia: 6601 9994

Recipiente de 10 litros

Nº de referencia: 6601 9995

Líquido de revestimiento Special BS 3

para una mayor expansión de los materiales de revestimiento

Botella de 900 ml

Nº de referencia: 6602 0131



Cadena de proceso:



Posicionador para pieza fundida



Molde con anillo de acero y recubrimiento anular



Revestimiento



Aleaciones cerámicas de 850-950°C



Superficies suaves

Contacto en Alemania:

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tlf. +49 6181 437-2522
Fax +49 6181 437-2329
info.dent@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com

Contacto en España:

Heraeus S.A.
Forjadores, 16
28660 Boadilla - Madrid
Tlf. +34 913580375
Fax +34 913580368
dental@heraeus.es
www.heraeus-kulzer.com

Contacto en México:

Heraeus Kulzer Mexico S.A. de C.V.
Homero 527
301 y 302 Co. Pol.
11560 Mexico
Tlf. +52 55.5531-5549
FAx +52 55.5255-1651
contacto@dheraeus-kulzer.com.mx
www.heraeus-kulzer.com.mx